

DOSSIER D'ENTRETIEN / DOCUMENTATION D'ESSAI DE LA POMPE FLOCARE INFINITY III

Organisation de contrôle

Test récurrent

Test après réparation

ORGANISATION RESPONSABLE

ÉQUIPEMENT

Flocare Infinity III

Numéro ID / REF

Type

N° de production N° de série (SN)

Fabricant *Nutricia*

Accessoires

TEST

CONFORME

OUI NON N/A

Équipement de mesure

Contrôle visuel Pompe
Chargeur

Mesures *Fonctionnement de la pompe, Autocontrôle*
Fonctionnement de la pompe, À propos de cette pompe
Fonctionnement de la pompe, État de santé de la batterie
Fonctionnement de la pompe, Chargement

Performance de la pompe Valeur mesurée (%)

Précision volumétrique

Sécurité de la pompe Alarmes et avertissements

Sécurité de la pompe Vérification de l'étalonnage du capteur
Occ IN ouvert (V)
Occ IN bloqué (V)
Occ OUT ouvert(V)
Occ OUT bloqué(V)

Essai de sécurité électrique de la pompe

Essai de sécurité électrique du chargeur

PIÈCES REMPLACÉES

Enregistrer toutes les informations de traçabilité pertinentes disponibles : Numéro de pièce / numéro de commande / numéro de lot, etc.